



¿POR QUÉ HEMOS DE ARRIESGARNOS A DAÑAR O PERDER UNA PIEZA DENTAL POR PRACTICAR NUESTRO DEPORTE FAVORITO?

PLAYSAFE® es la empresa líder mundial en protección dental y la elección número 1 de todos los odontólogos, deportistas y entrenadores en Europa, EEUU, Canadá y Australia.

DESCUBRE QUE NO TODOS LOS PROTECTORES BUCALES SON IGUALES

Los protectores deportivos a medida **PLAYSAFE®** están indicados para la práctica de todos los deportes de contacto donde se pueda producir la fractura de un diente.

El protector bucal **PLAYSAFE®** es multilaminado y se puede adaptar según el deporte para el que este indicado.

PLAYSAFE®

TRES TIPOS PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN HABITUAL



PLAYSAFE® Light

Polilaminado compuesto por 1 capa de un grosor aproximado de 2.0 mm.

Apto para judo, motocross, lucha libre, volley-ball, baloncesto u otros deportes en los que habitualmente no hay impactos en los maxilares.

PLAYSAFE® Medium

Polilaminado compuesto por 2 capas de un grosor aproximado de 5.0 mm.

Idóneo para rugby, fútbol, patinaje y otros deportes en los que los maxilares pueden verse golpeados por objetos de gran superficie.

PLAYSAFE® Heavy

Polilaminado compuesto por 3 capas (una de ellas extra resistente) con un grosor aproximado de 6.0 mm.

Con una buena protección para jockey sobre hielo y césped, polo, patinaje y otros deportes en los que se reciben fuertes golpes con objetos pequeños en los maxilares.

Este tipo de protector es **fabricado a medida** para cada paciente, su **adaptación y ajuste es perfecto** y no se mueven. Al estar fabricados de múltiples capas de polímeros suaves y flexibles, actúan absorbiendo los impactos. Permiten respirar y hablar libremente y también están indicados en pacientes con ortodoncia.



VENTAJAS

Las ventajas con los preformados son muchas: éstos ocasionan mala adaptación, se suelta en boca, sobrecarga en dientes prominentes, peligro al obstruir respiración, limitada distribución de fuerzas, etc...

PLAYSAFE® te asegura mejor adaptación, grosor uniforme, mejor distribución de fuerzas ante el impacto, se pueden usar con ortodoncia, no tiene sabor, etc...

La única desventaja de este tipo de protector es su precio pero comparado con el costo de las lesiones que evita es infinitamente más barato. Valora con el paciente lo que le supondría por un golpe el valor de protector y los problemas que originaría la lesión producida sobre un diente tanto natural como por ejemplo un implante.



Para la elaboración óptima de los protectores bucales es imprescindible la toma de impresiones tanto superior como inferior además de una cera de mordida.

En la impresión superior el vestíbulo debe verse con claridad.

La cera de mordida debería tener si es posible de 4-5 mm. de grosor.

Cuando el paciente lleva brackets sería preferible que se le retirase el arco antes de la toma de la impresión para que quede más definida.

ADEMÁS

Los protectores **PLAYSAFE®** pueden personalizarse para evitar confusiones. En pacientes con ortodoncia pueden ser adaptados, no se necesita uno nuevo para pequeños movimientos.

Te podemos suministrar folletos informativos para los pacientes de tu clínica.